

iSol.

SPECIAL BEAUTY

Dermatologicamente Testato presso l'Università di Ferrara



RESOLUTION BODY CELL

Siero ai cristalli liquidi con specifica azione coadiuvante del trattamento dell'inetetismo della cellulite e dell'adipe grazie ai principi

attivi contenuti. Da utilizzare con l'elettroporazione che permette la veicolazione delle sostanze funzionali.



Cod. ISO.POR.500

USO PROFESSIONALE

CABINA 250 ml
Flacone con dosatore
Cod. ISO.POR.500



QUALITY TEST 30 ml
Airless
Cod. ISO.POR.500 -C




CARATTERISTICHE PRINCIPALI




EMULSIONE A CRISTALLI LIQUIDI



RIDUCENTE RIATTIVANTE



FOSFATIDILCOLINA



VEICOLAZIONE PROFONDA

Siero a cristalli liquidi – Cellulite- per Elettroporatore corpo

PRINCIPIO ATTIVO

AZIONE

Emulsionante a cristalli liquidi

Principio attivo-emulsionante derivante dall'Olio di Oliva. Reintegra la barriera cutanea - svolge un'azione idratante - favorisce la veicolazione dei principi attivi

Fosfatidilcolina

È composta da acidi grassi essenziali con caratteristiche chimico fisiche simili ai lipidi subcutanei che permettono un assorbimento facilitato attraverso la cute. Svolge un'azione booster dei principi attivi facilitandone la veicolazione. Accelera la rottura dei grassi.

Estratto di Centella Asiatica

Stimola la circolazione sanguigna, ha un'azione elasticizzante, tonificante, cicatrizzante.

Estratto di Guaranà

Ricco in caffeina ha proprietà energizzanti, tonificanti e stimolanti.

Microlipidi di: Edera, Alga Laminaria, Caffeina

Svolgono un'azione lipolitica contrastando l'inetetismo della cellulite, attivano la microcircolazione sanguigna, regolano la permeabilità capillare. In forma di microlipide possiedono una struttura analoga alle membrane cellulari, prolungano la sua biodisponibilità, hanno un assorbimento ed una diffusione migliore sulla pelle.

Utilizzo: Agitare prima dell'uso. Applicare un velo di prodotto sulla zona da trattare per agevolare lo scorrimento iniziale del manipo e la conduzione, inserirne poi circa 20ml (o in base alle zone da trattare) nell'apposito flaconcino contenitore manipo Elettroporatore.

Ingredienti: Aqua (Water), Propylene glycol, Cetearyl olivate, Sorbitan olivate, Centella asiatica extract, Hedera helix (Ivy) leaf/stem extract, Paullinia cupana seed extract, Laminaria digitata extract, Phosphatidylcholine, Caffeine, Sodium chloride, Lecithin, Glycerin, Xanthan gum, Disodium EDTA, Imidazolidinyl urea, Magnesium nitrate, Magnesium chloride, Methylchloroisoethiazolinone, Methylisothiazolinone.