

iSol

SPECIAL BEAUTY

Dermatologicamente Testato
presso l'Università di Ferrara



RESOLUTION PURE REBALANCE

Particolare Siero ai cristalli liquidi studiato per il trattamento di Elettroporazione per pelli impure con proprietà riequilibranti, i preziosi principi svolgono un'azione seboregolatri-

ce e regolano inoltre l'idratazione riducendo l'aspetto oleoso caratteristico della pelle grassa. L'elettroporazione permette la veicolazione delle sostanze funzionali.



Cod.ISO.POR.600

USO PROFESSIONALE


CABINA 150 ml
Flacone con dosatore
Cod.ISO.POR.600




QUALITY TEST 30 ml
Airless
Cod.ISO.POR.600-C




CARATTERISTICHE PRINCIPALI



EMULSIONE
A CRISTALLI
LIQUIDI



COMPLESSO VITAMINICO
SEBORIEQUILIBRANTE



VEICOLAZIONE
PROFONDA

Siero Riequilibrante a cristalli liquidi per Elettroporatore viso

PRINCIPIO ATTIVO

AZIONE

Emulsionante a cristalli liquidi

Principio attivo-emulsionante derivante dall'Olio di Oliva. Reintegra la barriera cutanea - svolge un'azione idratante - favorisce la veicolazione dei principi attivi

Estratto di Alga Laminaria Saccharina

Particolare alga che svolge un'azione seboregolatrice, inibisce la lipasi (enzima responsabile della demolizione dei trigliceridi in acidi grassi liberi con conseguente moltiplicazione dei batteri e dei processi infiammatori), regola l'idratazione.

Estratto di Amamelide

Svolge un'azione lenitiva, astringente e stimolante la microcircolazione.

Estratto di Bardana

Ha un'attività rigenerativa cellulare, astringente e dermopurificante.

Complesso di Vitamine B5, B6, H, PP, Lievito idrolizzato di proteine

Composto da Vitamina B6, Vitamina PP, ProVitamina B5, Vitamina H, Allantoina, Lievito di Proteine Idrolizzato, è dimostrato essere attivo nella riduzione della lipogenesi sebacea, nell'inibizione della 5-alfa-reductasi (enzima coinvolto nella produzione di sebo) e nel miglioramento dell'aspetto morfologico della pelle.

Utilizzo: Agitare prima dell'uso. Applicare un velo di prodotto sul viso per agevolare lo scorrimento iniziale del manipo e la conduzione, inserirne poi circa 10ml nell'apposito flaconcino contenitore manipo Elettroporatore.

Ingredienti: Aqua (Water), Propylene glycol, Cetearyl olivate, Sorbitan olivate, Arctium lappa root extract, Hydrolyzed yeast protein, Laminaria saccharina extract, Hamamelis virginiana (Witch hazel) bark/leaf/twig extract, Niacinamide, Panthenol, Pyridoxine HCl, Allantoin, Biotin, Glycerin, Sodium chloride, Xanthan gum, Disodium EDTA, Imidazolidinyl urea, Magnesium nitrate, Magnesium chloride, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.